

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phpt1 Para Wb, Elisa - Q9Nrx4

Número do item: CM0013469



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PHPT1 humana (fosfohistidina fosfatase de 14 kDa). Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre atividade de histidina fosfatase. Q9NRX4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHPT1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PHP; PHP14; CGI-202; HSPC141; HEL-S-132P; PHPT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29085
ID do Gene	29085
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-125 da PHPT1 humana (NP_054891.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRX4
Peso Proteico	14kDa
Envio	Em bolsa de gelo