


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phpt1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nrx4

Número do item: CM0015869



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PHPT1 (fosfohistidina fosfatase 1) humana. Validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Imunogeno: proteína recombinante. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHPT1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PHP; PHP14; CGI-202; HSPC141; HEL-S-132P; PHPT1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	29085
ID do Gene	29085
Imunogeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRX4
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo