

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pi3 Quinase P110 Alfa Para Wb, Ip, Elisa - P42336

Número do item: CM0007047



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a PI3 Quinase p110 alfa humana (PIK3CA), validado para WB, IP, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para o desenvolvimento de ensaios IVD direcionados à via de sinalização PI3K/AKT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-PI3 Quinase p110 alfa
Observações/Apelido	MCM; CCM4; CWS5; MCAP; PI3K; CLAPO; CLOVE; MCMTC; PI3K-alfa; p110-alfa; PI3 Quinase p110 alfa
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5290
GeneID	5290
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 294-610 da PI3 Quinase p110 alfa humana (NP_006209.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42336
Peso Proteico	124kDa
Envio	Em saco de gelo