

Anticorpo Policlonal Anti-Pi3 Kinase P110 Beta Para Wb E Elisa - P42338

Número do item: CM0017387

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a PI3 Kinase p110 beta humana, adequado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a PIK3CB, envolvida no crescimento celular, na sobrevivência e na sinalização oncogênica. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PI3 Kinase p110 beta Rabbit pAb
Observações/Apelido	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Kinase p110 beta
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5291
ID do Gene	5291
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 410-600 da PI3 Kinase p110 beta humana (NP_006210.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42338
Peso da Proteína	123 kDa
Transporte	Bolsa de gelo