

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pi3 Kinase P110 Beta Para Wb E Elisa - P42338

Número do item: CM0006525

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PI3 Kinase p110 beta validado para WB e ELISA, detecta proteínas humanas, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da sinalização PI3K/AKT, do crescimento celular e da pesquisa sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra PI3 Kinase p110 beta
Observações/alias	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Kinase p110 beta
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5291
GeneID	5291
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 410-600 da PI3 Kinase p110 beta humana (NP_006210.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P42338
Peso da proteína	123 kDa
Envio	Bolsa de gelo