

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pi3 Quinase P110 Beta Para Wb E Elisa - P42338

Número do item: CM0003802

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à PI3 Quinase p110 beta humana (PIK3CB, P42338) validado para WB e ELISA. Ideal para estudar a sinalização PI3K/AKT, biologia plaquetária, autofagia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-PI3 Quinase p110 beta
Observações/Apelido	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Quinase p110 beta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5291
GeneID	5291
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da PI3 Quinase p110 beta humana (NP_006210.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42338
Peso Proteico	123kDa
Envio	Saco de gelo