

Anticorpo Policlonal Anti-PI3 Kinase P110 Delta Para Wb, Elisa - O00329

Número do item: CM0024282



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a PI3 Kinase p110 delta humana (PIK3CD, O00329). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PI3 Kinase p110 delta Rabbit pAb
Observações/Apelido	APDS; PI3K; IMD14; p110D; IMD14A; IMD14B; ROCHIS; P110DELTA; PI3 Kinase p110 delta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5293
GeneID	5293
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-300 da PI3 Kinase p110 delta humana (NP_005017.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00329
Peso da Proteína	119kDa
Envio	Saco de gelo