

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-PI3 Kinase P110 Delta Para Wb, Ihc-P, Elisa - O00329

Número do item: CM0002979



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PI3 Kinase p110 delta humana (O00329), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa em imunologia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PI3 Kinase p110 delta mAb de Coelho
APDS; PI3K; IMD14; p110D; IMD14A; IMD14B; ROCHIS; P110DELTA; PI3 Kinase p110 delta	
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5293
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da PI3 Kinase p110 delta humana (O00329).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00329
Peso da Proteína	119 kDa
Envio	Saco com gelo