

Anticorpo Policlonado Anti-Pi3 Kinase P85 Alpha Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27986

Número do item: CM0014208



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PI3 Kinase p85 alpha humana, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização PI3K/AKT e vias metabólicas da insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PI3 Kinase p85 alpha Rabbit pAb
Observações/Alias	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alpha
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5295
GeneID	5295
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-380 da PI3 Kinase p85 alpha humana (NP_852556.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27986
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Bolsa de gelo