

Mab De Coelho Contra Pi3 Kinase P85 Alfa Para Wb, If, Ihc, Elisa - P27986

Número do item: CM0005565



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante de alta qualidade contra PI3 Kinase p85 alfa, validado para WB, IF, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa em sinalização PI3K/AKT e doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PI3 Kinase p85 alfa mAb de Coelho
Observações/Alias	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alfa
Espécie	Humana
ID do Gene	5295 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 240-380 da PI3 Kinase p85 alfa humana (NP_852664.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27986
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Bolsa de gelo