

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pi3 Quinase P85 Alfa Para Wb E Elisa - P27986

Número do item: CM0005199



introdução

Anticorpo de coelho monoclonal direcionado à PI3 Quinase p85 alfa, validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização PI3K/AKT, resposta à insulina e vias dos receptores tirosina quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PI3 Quinase p85 alfa (mAb)
Observações/Apelido	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alfa; p85-ALFA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5295
ID do Gene	5295
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27986
Peso Proteico	84kDa
Envio	Em saco de gelo