

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pi3 Quinase P85 Alfa/Beta Para Wb, Elisa - P27986 / O00459

Número do item: CM0007613



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à PI3 Quinase p85 alfa e beta (PIK3R1/PIK3R2) para aplicações em Western blot e ELISA. Validado em espécies humana e de rato. Ideal para pesquisa da via PI3K/AKT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PI3 Quinase p85 alfa/beta
Observações/Apelido	PIK3R1/PIK3R2; PI3 Quinase p85 alfa/beta
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5295/5296
ID do Gene	5295/5296
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P27986/O00459
Peso Proteico	42-54 kDa/81-84 kDa
Remessa	Bolsa de Gelo