

Anti-Pi3 Quinase P85 Alfa/Beta Coelho Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P27986/O00459

Número do item: CM0007528



introdução

Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo PIK3R1/PIK3R2 (p85 alfa/beta). Ideal para estudar a sinalização PI3K/AKT em pesquisa de câncer, metabolismo e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PI3 Quinase p85 alfa/beta Coelho PolymAb®
Observações/Apelido	PIK3R1/PIK3R2
Espécie	Humano
ID do Gene	5295 (PIK3R1) / 5296 (PIK3R2)
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintetizado derivado da PI3 Quinase p85 alfa/beta humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27986/O00459
Peso Proteico	42-54 kDa/81-84 kDa
Remessa	Saco de Gelo