


Anticorpo Monoclonal Anti-PI3 Quinase P85 Beta Para Wb, Elisa - 000459

Número do item: CM0012753



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PI3 Quinase p85 beta, validado em WB e ELISA. Detecta p85 β humano e de rato (82 kDa). Ideal para pesquisa em sinalização PI3K/AKT, câncer e vias metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PI3 Kinase p85 beta Rabbit mAb
Observações/Apelidos	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Kinase p85 beta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5296
GeneID	5296
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da PI3 Quinase p85 beta humana (000459).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	000459
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Saco de gelo