


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-PI3 Quinase P85 Beta Para Wb, Ihc-P, Elisa - O00459

Número do item: CM0021029



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra PI3 Quinase p85 beta (PIK3R2), validado para WB, IHC-P, ELISA em Humano, Camundongo e Rato. Subunidade regulatória da PI3K, envolvida no crescimento celular e sinalização. Ideal para pesquisa em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PI3 Quinase p85 beta Rabbit pAb
Observações/Apelidos	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Kinase p85 beta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5296
GeneID	5296
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 108-298 da PI3 Quinase p85 beta humana (NP_005018.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00459
Peso Molecular	82kDa
Transporte	Bolsa de gelo