


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pi3 Kinase P85 Beta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000459

Número do item: CM0021714



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a p85 beta da PI3 Kinase humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta p85 beta endógena em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de sinalização PI3K/AKT e pesquisa sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PI3 Kinase p85 beta Rabbit pAb
Observações/Apelido	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Kinase p85 beta
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5296
ID do Gene	5296
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-85 da PI3 Kinase p85 beta humana (NP_005018.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00459
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Saco de gelo