

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-PI3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19957

Número do item: CM0028262



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra PI3 humano (Elafin, SKALP, ESI). Validado para Western blot, imunohistoquímica e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para investigar a inibição de elastase e doenças inflamatórias da pele.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PI3 Rabbit pAb
Observações/Alias	ESI; WAP3; SKALP; WFDC14; cementoin; PI3
Espécie	Humano
ID do Gene	5266
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-117 da PI3 humana (NP_002629.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P19957
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Bolsa de gelo