

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-PI3K-Gamma Para Wb E Elisa - P48736

Número do item: CM0004262



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra PI3K-gamma (p110 γ , 126kDa) para aplicações de WB e ELISA. Detecta PI3K γ humano e de camundongo; ideal para estudar sinalização de células imunes, quimiotaxia e vias mediadas por RCPG.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PI3K-gamma Rabbit mAb
Observações/Apelido	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5294
GeneID	5294
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-342 da PI3 Quinase-gama humana (NP_002640.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P48736
Peso da Proteína	126kDa
Envio	Saco de gelo