

Anticorpo Policlonal Anti-Pi3K P85A/P55γ/P85B Para Wb, If/Icc, Elisa - P27986 / O00459 / Q92569

Número do item: CM0023320



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado às subunidades regulatórias da PI3K p85α, p55γ e p85β (PIK3R1, PIK3R2, PIK3R3). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização de insulina e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PI3KP85α/P55γ/P85β Coelho pAb
Observações/Apelido	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; PI3KP85α/P55γ/P85β
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5295/5296/8503
ID do Gene	8503/5295/5296
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400 a 500 de PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3 humano (NP_852664.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Peso Proteico	42-54 kDa/81-84 kDa
Envio	Saco de gelo