


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pi4Ka Para Wb, If/Icc, Elisa - P42356

Número do item: CM0021971



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PI4KA humano, validado para Western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Detecta PI4KA humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas de sinalização de fosfatidilinositol e paraplegia espástica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PI4KA pAb de Coelho
Observações/Apelido	SPG84; GIDID2; PIK4CA; PMGYCHA; pi4K230; PI4K-ALPHA; PI4KA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5297
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1780-1860 do PI4KA humano (P42356)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42356
Peso da Proteína	237kDa
Envio	Saco com gelo