


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pias1 Para Wb E Elisa - 075925

Número do item: CM0009810



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PIAS1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com PIAS1 humano e de camundongo, uma ligase E3 SUMO de 72kDa envolvida na regulação transcricional e reparo de DNA. Ideal para pesquisa IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIAS1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8554
GeneID	8554
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 3-101 do PIAS1 humano (075925)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	075925
Peso Proteico	72kDa
Envio	Bolsa de Gelo