


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pias1+Pias2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75925/O75928

Número do item: CM0012172



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que reconhece PIAS1 e PIAS2, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta níveis endógenos em humano, camundongo e rato. Ideal para investigação de SUMOilação, sinalização por STAT e regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIAS1+PIAS2 mAb de coelho
Observações/Alias	DDXBP1; GBP; GU/RH-II; ZMIZ3; PIAS1+PIAS2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8554/9063
GeneID	8554/9063
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 552-651 de PIAS1+PIAS2 humano (O75925).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75925/O75928
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Bolsa de gelo