

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pias2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075928

Número do item: CM0024953



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PIAS2 humano (E3 SUMO-proteína ligase PIAS2), validado em WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudar SUMOilação, regulação transcricional e sinalização de hormônios esteroides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIAS2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DIP; MIZ1; SIZ2; ARIP3; PIASX; ZMIZ4; PIAS2
Espécie	Humano
ID do Gene	9063
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 420-621 do PIAS2 humano (NP_004662.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	075928
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de Gelo