

Anticorpo Policlonal Anti-Pias4 Para Wb, Elisa - Q8N2W9

Número do item: CM0027794

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PIAS4 humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para pesquisas sobre SUMOilação, regulação transcricional e vias de reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIAS4 Coelho pAb
Observações/Apelido	PIASY; Piasg; ZMIZ6; PIAS-gama; PIAS4
Espécie	Humano
GeneID	51588
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-260 do PIAS4 humano (NP_056981.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8N2W9
Peso Proteico	57kDa
Envio	Bolsa de Gelo