

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pibf1 Para Wb, Elisa - Q8Wxw3

Número do item: CM0014820

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PIBF1 humano (CEP90), validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudos de biologia do centrôssomo, citogênese e resposta imune mediada pela progesterona.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | PIBF1 pAb de Coelho                                                                                                                              |
| Observações/Apelidos | PIBF; CEP90; JBTS33; C13orf24; PIBF1                                                                                                             |
| Espécie              | Humano                                                                                                                                           |
| ID do Gene           | 10464                                                                                                                                            |
| Imunógeno            | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 598-757 do PIBF1 humano (NP_006337.2) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                                           |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                                           |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada  | Humano                                                                                                                                           |
| SWISS                | Q8WXW3                                                                                                                                           |
| Peso da Proteína     | 90 kDa                                                                                                                                           |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                                    |