

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Pibf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wxw3

Número do item: CM0026500

introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra PIBF1 humana (PIBF/CEP90/JBTS33) para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos sobre ciliogênese, sinalização de progesterona e imunologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIBF1 Coelho pAb
Observações/Apelidos	PIBF; CEP90; JBTS33; C13orf24; PIBF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10464
GeneID	10464
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de PIBF1 humano (Q8WXW3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonares
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WXW3
Peso Proteico	90kDa
Envio	Bolsa de gelo