


Anticorpo Policlonal Anti-Pick1 Para Wb, Elisa - Q9Nrd5

Número do item: CM0015434



introdução

Anticorpo policlonal anti-PICK1 de alta especificidade validado para aplicações de Western blot e ELISA, direcionado à PICK1 humana, uma proteína envolvida na plasticidade sináptica e no tráfego de receptores. Ideal para pesquisa em neurociência e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PICK1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PICK; PRKCABP; PICK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9463
GeneID	9463
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 da PICK1 humana (NP_036539.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NRD5
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo