


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Pick1 Para Ihc-P, Elisa - Q9Nrd5

Número do item: CM0017922



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra PICK1, validado para IHC-P e ELISA. Adequado para investigar o papel da proteína de ligação PRKCA na plasticidade sináptica e tráfego de receptores em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PICK1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PICK; PRKCABP; PICK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9463
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 300-400 da PICK1 humana (NP_036539.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NRD5
Peso da Proteína	47kDa
Transporte	Saco de gelo