


Anti-Piezo1 (Fam38A) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92508

Número do item: CM0026309



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PIEZO1 (FAM38A), um componente do canal iônico mecanossensível. Validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre tato/dor e vasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAM38A/PIEZO1 Coelho pAb
Observações/Apelido	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6; FAM38A/PIEZO1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9780
GeneID	9780
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2230-2420 do FAM38A/PIEZO1 humano (NP_001136336.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92508
Peso da Proteína	287kDa
Envio	Saco de gelo