


Anticorpo Policlonal Anti-Piezo1/Fam38A Para Wb, Elisa - Q92508

Número do item: CM0029044



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o canal iônico mecanossensível humano PIEZO1, validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisa em mecanotransdução, sensação tátil e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAM38A/PIEZO1 Coelho pAb
Observações/Apelido	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9780
GeneID	9780
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1811-1952 do FAM38A/PIEZO1 humano (NP_001136336.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92508
Peso Proteico	287kDa
Envio	Saco de gelo