

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pif4 Para Wb E Elisa - Q8W2F3

Número do item: CM0019368

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o fator de transcrição PIF4 de *Arabidopsis thaliana*, validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisas sobre sinalização de fitocromos, respostas ao estresse luminoso e térmico e termomorfogênese vegetal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PIF4 pAb de coelho
Observações/Apelidos	AtPIF4; MFL8.13; MFL8_13; fator 4 de interação com o fitocromo; SRL2; PIF4
Espécie	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID (humano)	818903
GeneID	818903
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 de PIF4 de <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_565991.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q8W2F3
Peso da proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo