

Anticorpo Monoclonal Anti-Pig Cd27 Para Fc - L7Qhb1

Número do item: CM0011819

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-pig CD27 conjugado com para citometria de fluxo. Reconhece o antígeno CD27 de suíno, um receptor de checkpoint imunológico coestimulatório. Ideal para aplicações de pesquisa em células T, células NK e células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Pig CD27 mAb
Espécie	Suíno
GeneID (Humano)	939
GeneID	100520023
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-180 do CD27 de suíno (NP_001265692.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Suíno
SWISS	L7QHB1
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco com gelo