

Anti-Pigm Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H3S5

Número do item: CM0024267

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o PIGM humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta uma banda de aproximadamente 49 kDa. Adequado para pesquisa sobre biossíntese de âncora GPI.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIGM pAb de Coelho
Observações/Apelido	GPI-MT-I; PIGM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	93183
GeneID	93183
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-96 do PIGM humano (NP_660150.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H3S5
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco com gelo