

Anticorpo Policlonal Anti-Pigo Para Wb E Elisa - Q8Teq8

Número do item: CM0019959

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PIGO humano, validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa de biossíntese de âncora GPI.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIGO pAb Coelho
Observações/Apelido	HPMRS2; PIGO
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84720
GeneID	84720
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 950-1050 do PIGO humano (NP_116023.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8TEQ8
Peso da Proteína	119kDa
Envio	Saco com gelo