

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pigp Para Wb E Elisa - P57054

Número do item: CM0012902

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PIGP humano, uma enzima chave na biossíntese de âncoras GPI. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada de camundongo. Adequado para estudar a biossíntese de GPI e distúrbios do neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIGP pAb de Coelho
Observações/Apelido	DCRC; DSRC; DEE55; DSCR5; PIG-P; DCRC-S; EIEE55; PIGP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51227
ID do Gene	51227
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-158 do PIGP humano (NP_710148.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P57054
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo