

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Pigq Para Wb, Elisa - Q9Brb3

Número do item: CM0020925

introdução

Anticorpo Policloonal de Coelho Anti-PIGQ validado para WB, ELISA, reage com Humano e Camundongo. Tem como alvo PIGQ, uma subunidade do complexo GPI-GnT essencial para a biossíntese de âncora GPI. Ideal para pesquisa da via GPI.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	PIGQ Rabbit pAb
Observações/Alias	GPI1; DEE77; EIEE77; MCAHS4; GPIBD19; c407A10.1; PIGQ
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9091
GeneID	9091
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da PIGQ humana (NP_683721.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9BRB3
Peso Proteico	84kDa
Envio	Saco de gelo