

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pigr Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01833

Número do item: CM0029065



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PIGR humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre imunidade de mucosa e transcitose de IgA/IgM.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PIGR pAb Coelho
Observações/Apelido	PIGR
Espécie	Humano
ID do Gene	5284
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 460-600 do PIGR humano (NP_002635.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01833
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco com gelo