


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Pigu Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H490

Número do item: CM0019001



introdução

Anticorpo Policlonal Coelho PIGU (Q9H490) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta PIGU humano, de rato e de camundongo, um componente da transamidase de âncora GPI no RE. Ideal para pesquisa de biossíntese de GPI.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb Coelho PIGU
Observações/Alias	GAB1; PIG-U; NEDBSS; CDC91L1; GPIBD21; PIGU
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	128869
ID do Gene	128869
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PIGU humano (NP_536724.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H490
Peso Proteico	50kDa
Envio	Bolsa de gelo