


Anti-Pik3C2A Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00443

Número do item: CM0018803



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PIK3C2A humano (PI3K-C2 α), reconhecendo uma proteína de ~191 kDa. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de sinalização PI3K, secreção de insulina e tráfego intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIK3C2A pAb de Coelho
Observações/Apelido	CPK; OCSKD; PI3-K-C2A; PI3K-C2alpha; PI3K-C2-alpha; PI3-K-C2(ALPHA); PIK3C2A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5286
GeneID	5286
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do PIK3C2A humano (NP_002636.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00443
Peso da Proteína	191kDa
Envio	Saco de gelo