

Anticorpo Policlonal Anti-Pik3Ca Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42336

Número do item: CM0013294



introdução

O PIK3CA Rabbit pAb é um anticorpo policlonal direcionado à subunidade catalítica alfa da PI3K (PIK3CA) humana, de rato e de camundongo. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisa em câncer e na via de sinalização PI3K/AKT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIK3CA Rabbit pAb
Observações/Apêndices	MCM; CCM4; CWS5; MCAP; PI3K; CLAPO; CLOVE; MCMTC; PI3K-alfa; p110-alfa; PIK3CA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5290
ID do Gene	5290
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 401-600 do PIK3CA humano (NP_006209.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42336
Peso Proteico	124kDa
Transporte	Saco de gelo