

Anticorpo Policlonal Anti-Pik3Cg Para Ihc-P, Elisa - P48736

Número do item: CM0026139



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PIK3CG humano (subunidade catalítica PI3K γ), validado para IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisa sobre sinalização de células imunes, inflamação e função cardíaca. Ferramenta confiável para estudos da via PI3K.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIK3CG pAb de Coelho
Observações/Apelido	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K; PIK3CG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5294
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 201-330 do PIK3CG humano (NP_002640.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P48736
Peso da Proteína	126kDa
Envio	Saco de gelo