

Anticorpo Policlonal Anti-Pik3Cg Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48736

Número do item: CM0029775



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PIK3CG (PI3K gama), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato e camundongo. Imunogênio de proteína recombinante. Ideal para estudar a sinalização PI3K e a função de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIK3CG Rabbit pAb
Observações/Apelido	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K; PIK3CG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5294
ID do Gene	5294
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48736
Peso da Proteína	126kDa
Envio	Saco de gelo