

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pik3Ip1 Para Wb, Elisa - Q96Fe7

Número do item: CM0022501

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta especificidade direcionado ao PIK3IP1 humano (HGFL), um regulador negativo da via de sinalização PI3K hepática. Validado para WB e ELISA; ideal para estudos da via PI3K e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIK3IP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HGFL; TrIP; hHGFL(S); PIK3IP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	113791
GeneID	113791
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-160 do PIK3IP1 humano (NP_443112.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96FE7
Peso Molecular da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo