

Anticorpo Monoclonal Anti-Pik3R3/P55Pik Para Wb - Q92569

Número do item: CM0012253

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a PIK3R3/p55PIK (p55-GAMMA). Validado para WB, ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de sinalização de insulina e via PI3K.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIK3R3/p55PIK Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8503
GeneID	8503
Imunogénio	Péptido sintético dentro dos aminoácidos 362-461 do PIK3R3/p55PIK humano (Q92569)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q92569
Peso Proteico	54kDa
Envio	Bolsa de gelo