

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pik3R3/P55Pik Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92569

Número do item: CM0022102

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PIK3R3/p55PIK humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta p55PIK endógeno em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisa de sinalização de PI3K e via da insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIK3R3/p55PIK Coelho pAb
Observações/Apelidos	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8503
GeneID	8503
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92569
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo