

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pik3R3/P55Pik Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92569

Número do item: CM0018875

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PIK3R3/p55PIK humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece PIK3R3 humano e de camundongo. Ideal para estudar a sinalização PI3K nas vias de insulina e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PIK3R3/p55PIK pAb de Coelho
Observações/Apelido	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8503
ID do Gene	8503
Imunógeno	Proteína recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-388 do PIK3R3/p55PIK humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92569
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco com gelo