

Anticorpo Monoclonal Anti-Pik3R4/Vps15 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99570

Número do item: CM0011517



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para PIK3R4/VPS15 humano (p150). Adequado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Útil para pesquisas sobre autofagia e endocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra PIK3R4/VPS15
Observações/Apelido	p150; VPS15; PIK3R4/VPS15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	30849
Imunógeno	Peptídeo sintético; um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1259-1358 de PIK3R4/VPS15 humano (Q99570).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99570
Peso da Proteína	153 kDa
Envio	Bolsa de gelo