

Anticorpo Policlonais Anti-Pik3R4/Vps15 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99570

Número do item: CM0023009



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PIK3R4/VPS15 humano (p150, subunidade p150 da PI3-quinase). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em autofagia, tráfego endossômico e sinalização de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIK3R4/VPS15 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	p150; VPS15; PIK3R4/VPS15
Espécie	Humano
ID do Gene	30849
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-330 de PIK3R4/VPS15 humano (NP_055417.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99570
Peso da Proteína	153kDa
Envio	Bolsa de gelo