

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Pikfyve Para Wb, Elisa - Q9Y2I7

Número do item: CM0025162



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra PIKFYVE humano, a única enzima responsável pela síntese de PI(3,5)P2. Validado para WB e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre dinâmica endossomal, tráfico lisossomal e entrada do SARS-CoV-2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PIKFYVE Rabbit pAb
Observações/Alias	CFD; FAB1; HEL37; PIP5K; PIP5K3; ZFYVE29; PIKFYVE
Espécie	Humano
ID do Gene	200576
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 269-545 da PIKFYVE humana (NP_055855.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2I7
Peso da Proteína	237kDa
Envio	Saco de gelo