


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Pilra Para Wb, Elisa - Q9Ukj1

Número do item: CM0022506



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a PILRA humana, validado para Western blotting (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em regulação imunológica, entrada do vírus herpes simplex e receptores pareados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PILRA Rabbit pAb
Observações/Alias	FDF03; PILRA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29992
GeneID	29992
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-180 da PILRA humana (NP_840056.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKJ1
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo